



Fácil de transportar y almacenar, CB balance ofrece un rendimiento con portabilidad compacta. Su funcionamiento con batería significa que puede ser utilizado en cualquier lugar, mientras que su apagado automático ayuda a conservar la energía. El teclado sellado y caja de una sola pieza son fáciles de limpiar. La cacerola de acero inoxidable de grado 304 se puede limpiar rápidamente y acomoda bien artículos o polvos a granel. Una pantalla le muestra al usuario el peso y el nivel de batería restante. Se encuentra disponible un adaptador de alimentación opcional.

## Proporciona características y consistencia para un rendimiento portátil



### Características

- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
- Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Nivel de aire y patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima para optimizar los resultados de pesaje
- Función de auto apague programable para ahorrar energía
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Operación simple permite el uso rápido con poco entrenamiento
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Indicador de batería baja alerta al usuario cuando las baterías necesitan ser reemplazadas

### Aplicaciones

- Pesaje

### Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	CB 501	CB 1001	CB 3000
Capacidad	500g	1000g	3000g
Legibilidad	0.1g	0.1g	1g
Repetibilidad (S.D.)	0.1g	0.1g	1g
Linealidad (+/-)	0.3g	0.3g	3g
Tamaño del plato	5.1" ø / 130mm ø		
Unidades de medida	g, lb, oz		
Tiempo de estabilización (sec)	2		
Calibración	Calibración Externa		
Pantalla	LCD con dígitos 0.5" / 12mm de alto		
Alimentación de corriente	Pilas 2 x AA / 6VDC opcional adaptador de 200mA		
Temperatura de operación	0° a 40°C		
Carcasa	ABS		
Dimensiones totales	6.3"x8.1"x1.8" / 160x205x45mm (aprox)		
Peso Neto	0.9lb / 0.4kg		

## Accesorios

No. de Artículo	Descripción
700400120.....	Adaptador 6VDC 200mA
700230015.....	Cubierta de Protección
700660290 .....	Certificado de Calibración
700100060 .....	M1 500g Pesa de Calibración
700100029 .....	M1 1kg Pesa de Calibración

Suministrados por