



Luna LBL 系列产品将高精度称量与超大秤盘台面相结合，0.1g 精确读数，最大量程高达 34kg。400mm x 300mm 不锈钢秤盘可容纳大尺寸样品。LBL 通过以太网、USB 和 RS-232 接口将数据传输至打印机或 PC 电脑，轻松符合 GLP 和 GMP 标准。为追求一目了然的称量结果，LBL 有两种型号可选：一种是立杆安装式显示器，另一种是可拆卸显示器，既能挂在墙壁上，又能与天平设备直连使用。24 毫米大号字体，LCD 屏幕显示清晰可见。

大量程宽大称量台面，精确称量



特点

- 重型称重底座和清晰的大型重量显示屏
- 坚固的不锈钢结构最为耐用
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- 通过 RS-232、USB 或可选蓝牙输出将重量数据发送至打印机和电脑
- 良好实验室打印结果显示日期和时间，方便数据追踪，符合 GLP 良好的实验室操作规范
- 通过 RJ45 接口连接网络
- 下方挂钩，可选择下方称量
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否超载称重
- 墙壁支架能让显示器安装到垂直的面
- 锁定装置保护天平的安全
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- 有多种语言选择
- 可选充电电池，几乎可在任何地方操作
- 自动关机系统更能有效的节省电源
- 配有电源适配器
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 固体 ABS 外壳，坚固耐用，具有防水功能，键盘和显示屏方便清洗，适用于工业应用

应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 动态/动物称量
- 密度称量
- 检测称重
- 检测计数
- 净总称重

关于亚当：

50 多年来，世界各地的专业人士一直信赖亚当设备公司 (Adam Equipment) 提供的全面可靠、价格合理的称重设备。Adam 在速度、性能和价值之间取得了恰当的平衡。

产品详情

型号	LBL 14001e	LBL 14001P	LBL 24001e	LBL 24001P	LBL 34001e	LBL 34001P
量程	14kg		24kg		34kg	
精度	0.1g					
重复性	0.2g					
刻度大小	400x300mm					
称量单位	g, kg, lb, oz, lb:oz, ct, GN, N, T, 自定义单位					
决议	1:140000					
接口	RS-232, USB, 蓝牙 (可选)、以太网 RJ45					
校准	外部					
显示	触摸屏与 24mm 液晶					
电源	18VDC 830mA 适配器					
工作温度	15° 到 35°C					
外壳	ABS 塑料指示器, 配有低碳钢底座和不锈钢盘					
整体尺寸	470 x 400 x 100mm	335mm x 401mm x 590mm	470 x 400 x 100mm	335mm x 401mm x 590mm	470 x 400 x 100mm	335mm x 401mm x 590mm

配件

物料编号.....	说明
104008036.....	抗震台
3012014259.....	防湿罩
3014011014.....	RS-232电缆
1120014641.....	AIP冲击式打印机
3126014659.....	AIP打印纸
3126014660.....	AIP打印纸 (x10)
1120015779.....	ATP2热敏打印机
600002028.....	AdamDU数据收集程序
3021210953.....	下称钩
700660290.....	校准证书

主要配件



舀勺

尽管存在气流和振动, AVT 仍可确保天平精确运行。AVT 配备必要的工具, 易于组装。内部工作表面尺寸: 400 x 450毫米。



AdamDU数据收集程序

Adam DU 通过 RS-232 或 USB 连接, 同时从多达八台 Adam 天平快速收集信息。带有主命令窗口, 便捷的应用界面可让用户查看和管理获取的数据。

由提供:

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。
适用于艾德姆标准的销售条款, 错误和遗漏不在此列。